

SMC-016

Kit de Venopuncion

DESCRIPCIÓN

Se siente retroalimentación háptica cuando la aguja entra en la vena, seguido de un "flashback" realista de sangre simulada, lo que confirma la colocación correcta de la aguja. Las funciones del simulador de canalización de accesos venosos son: la extracción de sangre con todos los tipos de insumos existentes, colocación de catéter IV, administración de medicamentos y fluidos. Cuidados de catéteres periféricos y fijación.



InnHealth

SMC-016

Kit de Venopuncion

Características:

- Pad 100% de silicona, lo que permite más de 200
- punciones
- Base que permite trabajar en una mesa, sobre un
- simulador o sobre una persona real de manera segura.
- Sistema de purgado y/o cebado fácil de utilizar y lavar.
- Permite la utilización de todas las agujas y/o catéteres
- intravenosos de diferentes calibres.
- Repuestos tales como base, manguera y/o pad de silicona disponibles.

Incluye:



InnHealth